



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. cerere: **a 2015 00037**

(22) Data de depozit: **19.01.2015**

(41) Data publicării cererii:
30.06.2015 BOPI nr. **6/2015**

(71) Solicitant:

- TRUȘCULESCU NELUTA,
STR. C.I.NOTTARA NR. 9, TIMIȘOARA, TM,
RO;
- TRUȘCULESCU DAN, STR. C.I.NOTTARA
NR. 9, TIMIȘOARA, TM, RO;
- CHILINTAN MIRCEA ANTON,
STR. MEȘTEACĂNULUI NR.51-53,
DUMVRĂVITA, TM, RO;
- CHILINTAN ROXANA ELENA,
STR. MEȘTEACĂNULUI NR. 51-53,
DUMBRĂVITA, TM, RO;
- CIMPONERIU ANDREI ȘTEFAN,
STR. GH. LAZĂR NR. 21, SC. B, AP. 12,
TIMIȘOARA, TM, RO

(72) Inventatori:

- TRUȘCULESCU NELUTA,
STR. C.I.NOTTARA NR. 9, TIMIȘOARA, TM,
RO;
- TRUȘCULESCU DAN, STR. C.I.NOTTARA
NR. 9, TIMIȘOARA, TM, RO;
- CHILINTAN MIRCEA ANTON,
STR. MEȘTEACĂNULUI NR.51-53,
DUMVRĂVITA, TM, RO;
- CHILINTAN ROXANA ELENA,
STR. MEȘTEACĂNULUI NR. 51-53,
DUMBRĂVITA, TM, RO;
- CIMPONERIU ANDREI ȘTEFAN,
STR. GH. LAZĂR NR. 21, SC. B, AP. 12,
TIMIȘOARA, TM, RO

(54) **APARAT ȘI PROCEDEE DE UTILIZARE PENTRU
ECHILIBRAREA ȘI STIMULAREA VINDECĂRII UNOR
ORGANE ȘI SISTEME FIZIOLOGICE**

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un aparat și la un procedeu de echilibrare și stimulare a vindecării unor organe și sisteme fiziologice, precum și de îmbunătățire a stării de bine a organismului. Aparatul conform inventiei este construit în jurul unui generator de funcții (19), pilotat de un oscilator de cuart (24), care generează semnale de formă sinusoidală sau dreptunghiulară, cu o frecvență dorită, generatorul de funcții (19) fiind comandat de un microcontroler (6) în care este implementat un software cuprinzând programe constând din frecvențe ale semnalelor și durate de aplicare a acestora la nivelul încheieturilor mâinilor unui pacient, prin intermediul unor brățări (27), microcontroler (6) ce mai comandă și niște circuite (20) de formatare sau amplificare a semnalelor, și niște circuite (21) de ajustare a off-setului, pentru circuitele de amplificare în regim sinusoidal, un circuit (22) de monitorizare a tensiunii de ieșire și niște circuite (25) de măsurare a curentului de ieșire. Aparatul este alimentat cu energie electrică de la un acumulator (3) cuplat, printr-un circuit (4) de încărcare, la un alimentator (1), și este prevăzut cu un circuit (26) de protecție la descărcări electrostatice și tensiuni mari de ieșire, precum și cu o interfață cu operatorul, constând dintr-un afișaj (10), o tastatură (15) și o sonerie (18). Procedeul conform inventiei constă din aplicarea unui curent electric alternativ de valoare mică, de ordinul microam-

perilor, de formă rectangulară sau sinusoidală, prin rularea unor programe conținute în memoria aparatului, programe ce contin secvențe și duri anumite, și care conduc la restabilirea nivelurilor de referință ale buclelor de homeostazie ale sistemului imunitar, sistemului endocrin, sistemului limbic și hipotalamusului, determinând funcționarea în sincronicitate a acestor sisteme, și stimulează anumite sisteme funcționale sau energetice ale organismului.

Revendicări: 14

Figuri: 3




Fig. 1

Cu începere de la data publicării cererii de brevet, cererea asigură, în mod provizoriu, solicitantului, protecția conferită potrivit dispozițiilor art.32 din Legea nr.64/1991, cu excepția cazurilor în care cererea de brevet de inventie a fost respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă. Întinderea protecției conferite de cererea de brevet de inventie este determinată de revendicările conținute în cererea publicată în conformitate cu art.23 alin.(1) - (3).



a 2015 00037
19 -01- 2015 96

DESCRIEREA INVENTIEI

Invenția se referă la un aparat destinat echilibrării și stimulării vindecării unor organe și sisteme fiziologice și îmbunătățirea stării de bine a organismului.

Sunt cunoscute aparate de biorezonanță (denumite inițial MORA; Morell-Rasche, 1977), cu diversele variante - "zapper" (Hulda Clark, <http://www.huldaclarkzappers.com/>), "Mașini Rife" (<http://www.rifedigital.com/>), BICOM și MULTICOM în Germania, IMEDIS în Rusia etc. care, folosindu-se de fenomenul de rezonanță cu frecvențele proprii ale germenilor patogeni, paraziților sau celulelor organismului, pot elimina germenii patogeni din organism, respectiv pot inversa calea de evoluție a cancerului sau a numeroase alte boli. Este cunoscută o listă de cca. 3500 de astfel de frecvențe (<http://www.rifedigital.com/frequency.pdf>), asociate unor patogeni, afecțiuni și organe specifice. Aceste aparate nu au în vedere restabilirea echilibrului organelor afectate de paraziți, astfel încât odată curățirea sau vindecarea obținută, starea de sănătate să se păstreze și reîmbolnăvirea să nu mai aibă loc.

Sunt de asemenea **cunoscute** instrumente, aparate sau sisteme de electroacupunctură (US 4180079, US20130110150 A1, US8682425 B2, KR20130056713 A) care stimulează aceleași puncte ca și acupunctura dar cu un mic curent electric. Acestea sunt folosite pentru restabilirea echilibrului organelor vizate și a stării generale de sănătate și de senzație de bine (well-being), în tratamentul durerii, greței, etc. Aceste aparate au dezavantajul că stimularea se face specific, în puncte de acupunctură ale fiecărui meridian, a căror localizare diferă în funcție de afecțiune și necesită cunoștințe de specialitate, prin aceasta utilizarea lor nefiind accesibilă publicului larg.

Sunt cunoscute și aparatele Immunotic, Allergetic, Remove, Immunoslim, realizate de firma Immunotic Kft (<http://immunotic.ro/>), ce utilizează conceptul că bolile sunt rezultate ale unor oscilații de natură electrică dirijate de creier care sunt eronate și pot fi corectate aplicând corpului semnale electrice dreptunghiulare. Aparatele menționate vizează respectiv sistemul imunitar, intoleranța alimentară, paralizia și transmiterea deficentă a impulsurilor neuronale, obezitatea. Ele sunt interesante prin aceea că semnalele electrice aplicate urmăresc homeostazia corpului uman, urmărind în principal restabilirea referinței la funcționarea normală,

dar nu vizează explicit anumite organe sau sisteme de organe, iar abordarea nu este una organizată, structurată.

Problema tehnică pe care o rezolvă inventia este realizarea unui aparat care, prin restabilirea nivelor de referință ale buclelor de homeostazie ale sistemului imunitar, sistemului endocrin, sistemului limbic și hipotalamusului, printr-o abordare organizată, structurată, cuprinzând în esență 3 faze - pregătire, reconstrucție și armonizare, prin rularea programelor conținute în aparat, realizează funcționarea în sincronicitate a acestor sisteme, favorizează eliminarea din organism a reziduurilor și compușilor toxici și stimulează reechilibrarea și vindecarea anumitor organe, sisteme fiziologice sau afecțiuni precum sistemul imunitar, sistemul endocrin, sistemul limbic, sistemul circulator limfatic, sistemul osos, sistemul articular, metabolismul bazal, precum și ficatul, pancreasul, pielea, plămânil, splina, rinichiul, vezica biliară, aparatul urinar, aparatul excretor, aparatul genital, centrii energetici (chakrele).

Față de stadiul actual al tehnicii, aparatul conform inventiei înlătură dezavantajele menționate și are următoarele **avantaje**:

- Tratarea se face prin restabilirea nivelor de referință ale buclelor de homeostazie ale sistemului imunitar, sistemului endocrin, sistemului limbic și hipotalamusului, și realizează funcționarea în sincronicitate a acestor sisteme, favorizează eliminarea din organism a reziduurilor și compușilor toxici și stimulează reechilibrarea și vindecarea anumitor organe, sisteme fiziologice sau afecțiuni precum sistemul imunitar, sistemul endocrin, sistemul limbic, sistemul circulator limfatic, sistemul osos, sistemul articular, metabolismul bazal, precum și ficatul, pancreasul, pielea, plămânil, splina, rinichiul, vezica biliară, aparatul urinar, aparatul excretor, aparatul genital, centrii energetici (chakrele), ducând la o vindecare stabilă, de durată;
- Abordarea generică a tratamentului este structurată, ierarhică și în etape;
- Prin particularizarea abordării generice pentru cazuri anume, pot fi tratate anumite organe sau sisteme fiziologice specifice;
- Tratamentul nu necesită plasarea de electrozi în locuri sau puncte specifice organelor vizate, sau alte cunoștințe medicale avansate.

În continuare inventia va fi descrisă în detaliu, cu referire la figurile:

- Fig. 1. Schema bloc a schemei electronice al aparatului;
- Fig. 2. Structura software a aparatului;

- Fig. 3. Procedeul generic de utilizare a aparatului;
- Fig. 4. Programele aparatului: organele și sistemele vizate, acțiune;

Funcționarea schemei electronice, reprezentată simplificat prin schema bloc din fig. 1, este următoarea: Alimentatorul **1** se conectează la aparat printr-un jack **2** și furnizează energia necesară încărcării acumulatorului **3** prin intermediul circuitului de încarcare a acumulatorului **4**. Pe perioada conectării alimentatorului la aparat, releul **5** decouplează tensiunea de ieșire a aparatului spre subiectul uman conectat la aparat. Circuitul de încărcare a acumulatorului monitorizează curentul și tensiunea la încărcarea acumulatorului conform uzului curent din tehnică. Stările de încărcare și de terminare a încărcării bateriei se transmit prin semnale la microcontrolerul **6**. Comutatorul **7** are 3 poziții și stabilește modul de funcționare a aparatului: încărcare, oprit și funcționare normală. În modul oprit, aparatul nu este alimentat, acumulatorul fiind deconectat. În modul de încărcare, acumulatorul este conectat direct la blocul de încărcare **4**, iar tensiunea acumulatorului transmisă microcontrolerului **6** prin intermediul circuitului de monitorizare **8** către convertorul analog-numeric **9** și afișată pe afișajul LCD **10**. Microcontrolerul **6** este elementul central al circuitului și în el este implementat software-ul aparatului conform fig.2, realizând programele aparatului prezentate în fig. 4, constând din frecvențele indicate în fig. 5. În modul normal de funcționare, microcontrolerul transmite circuitului de economisire de energie **11** un semnal care menține alimentarea aparatului, în particular a regulatorului de tensiune **12** și a convertorul DC/DC **13** care alimentează restul circuitului. La terminarea programelor prestabilite, microcontrolerul transmite blocului de comandă a alimentării **11** să intre în modul de economisire de energie, în care restul circuitului nu mai este alimentat. Această stare este semnalizată prin blocul de semnalizare de sfârșit al programelor **14**, care rămâne singurul bloc alimentat din aparat. Acest mod este util când aparatul se folosește în timpul nopții, economisindu-se energia acumulatorului la terminarea programelor. În funcționare normală, microcontrolerul **6** comandă circuitul de afisaj LCD **10** și monitorizează tastatura **15**, permitând interacțiunea cu operatorul uman care poate alege programele ce se rulează, corespunzător inventiei. Microcontrolerul este pilotat de un oscilator cu quarț **16**, care îi stabilește baza de timp, adică duratele programelor. Microcontrolerul **6** mai comandă iluminarea afișajului **17** și buzzerul **18**, inclus pentru posibilitatea avertizării sonore la încheierea programelor. Microcontrolerul **6** comandă și generatorul de funcții **19**, circuitele de formatare sau amplificare **20**, precum și circuitele de ajustare a offsetului **21** pentru

circuitele de amplificare în regim sinusoidal. Circuitele de formatare sau amplificare **20** permit, în regim dreptunghiular, îmbunătătirea formelor semnalelor de ieșire, iar în regim sinusoidal, amplificarea nivelului semnalului. Circuitul de monitorizare a tensiunii de ieșire **22** măsoară prin intermediul convertorului său analog/numeric **9** tensiunea de ieșire diferențială și comandă convertorul numeric/analogic **23** al microcontrolerului **6** furnizând semnalul de intrare pentru circuitul de reglaj al offsetului **21**. Generatorul de funcții **19** este programat să genereze semnale de formă sinusoidală sau dreptunghiulară, de frecvență dorită. Este pilotat de un alt oscilator de cuart de precizie ridicată **24**. Circuitele pentru măsurarea curentului de ieșire **25** realizează conversia curentului de ieșire într-o tensiune care este monitorizată de microcontroler prin intermediul convertorului său analog-numeric **9**. Aparatul include un circuit de protecție la descărcări electrostatice și la tensiuni mari pe ieșire **26**. La bornele aparatului se conectează 2 brățări conductoare **27**, având încorporate rezistențe de 1MOhm care limitează curentul prin persoana care se conectează la aparat la maximum 5.5 μA.

Pentru toate programele aparatului, brățările se amplasează pe încheieturile mâinilor pacientului, aproximativ în poziția corespunzătoare ceasului de mână.

Fig. 2 prezintă structura software a aparatului. Componentele și subcomponentele sunt organizate pe nivele ierarhice. Între componentele respectiv subcomponentele aceluiași nivel nu există comunicare, ele funcționând independent. Comunicarea se realizează doar pe verticală, fiind inițiată de nivelul superior către cel inferior.

Nivelul de coordonare **50** are o singură componentă, cea de coordonare generală **51** care coordonează nivelul de logică program **52**.

Nivelul de logică program **52** este format din două componente:

- Inițializarea circuitelor **53**, care initializează toate circuitele programabile din aparat;
- Automatul de stări **55**, care asigură înlănțuirea etapelor de funcționare ale aparatului, fiecare etapă fiind realizată de către o subcomponentă.

Automatul de stări **55** are următoarele subcomponente:

- Versiune **56** - afișează pe afișorul LCD **10** (fig.1) versiunea aparatului;
- Măsurare baterie **57** - măsoară prin intermediul circuitului **8** (fig.1) și afișează valoarea tensiunii bateriei;
- Mod de lucru **58** - determină dacă aparatul e în mod de funcționare normal sau de încărcare;

- Integritate 1 **59** - verifică integritatea circuitului de ieșire spre brățări, prin măsurarea tensiunii aplicate brățărilor și compararea ei cu o valoare limită predefinită
- Integritate 2 **60** - verifică integritatea întregului circuit, incluzând și brățările, prin măsurarea intensității curentului care trece prin brățări și compararea ei cu o valoare limită predefinită
- Reglare **61** – prin intermediul circuitului de monitorizare a ieșirii **22** (fig.1) și a circuitului de ajustare a offsetului **21** (fig.1) reglare tensiunea de ieșire astfel încât media ei să fie nulă, pentru a nu avea componentă continuă între ieșiri;
- Selectie **62** - permite utilizatorului să selecteze prin tastatura **15** (fig.1) programul sau lista de programe dorită;
- Emisie **63** - emite spre utilizator, prin intermediul generatorului de funcții **19** (fig.1), frecvențele corespunzătoare programelor selectate;
- Semnal acustic **64** - emite un semnal acustic prin buzzerul **18** (fig.1);
- Asteptare **65** – așteaptă un interval de timp după ce programele s-au terminat pentru ca utilizatorul să poată citi afișajul LCD **10** (fig.1) care arată noua tensiune a acumulatorului **3** (fig.1);
- Încărcare **66** - monitorizează operația de încărcare a aparatului de la alimentatorul extern **1**;
- Oprire **67** - oprește microcontrolerul **6** (fig.1) și toate tensiunile de alimentare prin intermediul circuitului **11** (fig.1) pentru a reduce consumul nenecesar al acumulatorului, lăsând alimentat doar blocul și LED-ul de semnalare a terminării funcționării **14** (fig.1).

Nivelul de interfață circuite **70** are următoarele subcomponente:

- Comanda DAC **71** - comandă convertorul digital-analogic al microcontrolerului **6** (fig.1);
- Comanda ADC **72** - comandă convertorul analogic-digital al microcontrolerului **6** (fig.1);
- Comanda SPI **73** - comandă generatorul de funcții **19** (fig.1);
- Comanda LCD **74** - comandă circuitul de afișare **10** (fig.1);
- Comanda amplificatoare **75** - comandă unul sau altul dintre cele două amplificatoare, în regim, rectangular sau sinusoidal, ce formează circuitele **20** (fig.1);
- Comanda acustică **76** - comandă buzzerul **18** (fig.1);

- Comandă lumina **77** - permite ca afișajul sa fie iluminat sau nu, comandând circuitul **17** (fig.1);
- Citire butoane **78** - determină dacă un buton al tastaturii **15** (fig.1) este apăsat;
- Citire încărcare **79** – determină, prin măsurarea tensiunilor la borna jack a alimentatorului dacă încărcătorul este conectat precum și, prin semnalele furnizate de circuitul de încărcare **4** (fig.1), dacă încărcarea s-a terminat sau nu.

Fig. 3 prezintă modul generic de utilizare a aparatului, care constă în general în 3 etape:

- Prima etapă este cea de pregătire **100**. Ea constă din programele Base (**B**) și Detoxification (**D**) prezentate în fig.4. Rolul acestei etape este să pună la dispoziția organismului suficientă energie pentru a face posibilă vindecarea.
- A doua etapă este cea de reconstrucție **200**, care este specifică scopului tratamentului sau sistemului/organului vizat, putând consta din unul (sau mai multe) din programele Reconstruction Free Life (**L**), Reconstruction Neural 1 (**N1**), Reconstruction Neural 2 (**N2**), Reconstruction Fit (**F**), Reconstruction Kidney (**K**), Reconstruction Holistic (**T**), OM1 (**O1**), OM2 (**O2**), prezentate în Tab.1.
- Ultima etapă este cea de armonizare **300**, în care se armonizează sistemul energetic al organismului. Conține din programele Harmony (**H**) și/sau Harmony Plus (**M**), prezentate mai jos în Tab. 1.

Organele și sistemele vizate și acțiunea fiecărui din programele aparatului sunt după cum urmează, prezentate rezumativ și în Tab.1:

- În programul Base **B** aparatul furnizează semnale care realizează "resetarea" organismului, acționând asupra glandei pituitare (hipofize), asupra metabolismului bazal și asupra sistemului imunitar, având ca efect restabilirea referinței la funcționarea glandei hipofize și a metabolismului bazal, distrugerea virusilor, bacteriilor și fungilor care nu sunt prietenoase cu propriul organism, redistribuirea energiei suplimentare a organismului în funcție de priorități, eliminarea traumelor emoționale, a sentimentelor negative, lăsând loc vindecării, și efect anti – inflamator.
- Tipic, programul Base (**B**) este urmat de Detoxification (**D**), ca parte a etapei Pregătire **100** (fig.3). Programul **D** acționează asupra glandei pituitare (hipofize) și asupra organelor excretoare, anume rinichi, plămâni, ficat, piele,

având ca efect o nouă restabilire a referinței la funcționarea glandei hipofize pentru ca sistemul imunitar să se adrezeze pentru eliminarea toxinelor organelor excretoare valide, în funcție de capabilitatea organismului de eliminare și nu după informațiile *apriori* pe care le deține sistemul imunitar, de asemenea efectuează un tratament de detoxifiere general, eliminând toxinele și produsele metabolice de care organismul nu mai are nevoie.

Urmează programele de reconstrucție **200** (fig.3):

- Programul Reconstruction Free Life (**L**) acționează asupra sistemului limbic, a ficatului, vezicii biliare, splinei și pancreasului, hipotalamusului, având ca efect restabilirea referinței la funcționarea sistemului limbic, refacerea căilor de comunicare ale centrilor din sistemul nervos așa încât acestea să funcționeze normal, elimină toate tipurile de alergii, eliminând cauza producerii, elimină astmul bronșic, regleză funcționarea ficatului și pancreasului.
- Programul Reconstruction Fit (**F**) acționează asupra metabolismului bazal, având ca efect accelerarea funcționării metabolismului bazal, reglarea greutății corporale, reglarea metabolismului lipidelor, golirea și micșorarea volumului celulelor grase, reglarea centrului sațietății corelat cu gradul de umplere a stomacului, activarea / accelerarea lipazei pancreatiche, precum și decelarea senzației de foame de senzația de sete.
- Programul Reconstruction Neural 1 (**N1**) acționează asupra sistemului nervos, sistemului osos și sistemului articular, având ca efect refacerea circuitor neuronale, refacerea osoasă și refacerea lichidului articular.
- Programul Reconstruction Neural 2 (**N2**) acționează asupra sistemului osos și la nivelul abdomenului și al intestinului subțire (în porțiunea terminală) și a inflamațiilor grosiere, având efect antidepresiv, anti – inflamator general și îndeosebi la nivelul dintilor, la nivelul oaselor, la nivelul urechilor - mai ales al urechii interne și de reducere a inflamației la nivelul bulbului pilos.
- Programul Reconstruction Kidney (**K**) acționează asupra rinichilor, aparatului urinar, excretor, aparatului genital, al sistemului osos și al circulației apei, având ca efect refacerea aparatului urinar și excretor, refacere rinichilor, a zonei lombare și a coccisului, eliminarea apei în exces și în general reglarea circuitului apei în organism, restabilirea legăturii dintre energiile rinichiului și energiile fundamentale ale organismului și echilibrarea aparatului genital feminin.

- Programul Reconstruction Holistic (T) acționează asupra timusului, splinei, circulației limfatice și ganglionilor limfatici, membranei celulare, având ca efect restabilirea referinței la funcționarea membranei celulare, îmbunătățirea circulației sanguine prin eliminarea toxinelor din sânge, reglarea circulației sanguine cantitativ și calitativ prin fluidizarea săngelui, reglarea circulației limfei, reglarea circulația apei în organism influențând benefic temperatura corpului și funcționarea metabolismului bazal, reglarea umidității și pH-ul organelor, și în general contribuind la refacerea tuturor organelor corpului.
- Programul OM1 (**O1**) acționează asupra sistemului osos, țesutului parodontal, urechilor, cutiei craniene, a căilor respiratorii și a sistemului circulator, având efect antiinflamator, reducând inflamațiile "fine" și curățând tot ce nu este firesc să existe în zona respectivă, de exemplu curățând interiorul arterelor de depunerii sau drenând mucozităților fine consecutiv răcelilor, efect de dizolvare a neregularităților, a depunerilor fine de la extremitățile osoase, de grăsimi, etc., regenerator pentru sistemul osos și gingie, și de acțiune asupra întregii zone craniene: sinusuri, urechi, vertebre cervicale (sinuzită, otită, răceli cu înfundarea căilor respiratorii).
- Programul OM2 (**O2**) acționează asupra sistemului auditiv și circulației sanguine, având ca efect restabilirea referinței la funcționarea urechii, tratarea afecțiunilor urechii (surditatea, tinitusul) cu excepția problemelor generate de o lipsă a unei componente a urechii, refacerea circuitului dintre creier și ureche, îmbunătățirea circulației sanguină în zona temporală și rezolvarea parezelor faciale după neurinom acustic.
- Programul MA2 (**M2**) acționează asupra centrului vorbirii, contribuind la reconstrucția sa.

Programele de armonizare sunt:

- Programul Harmony (**H**) acționează asupra sistemului de chakre, având ca efect reglarea funcționării chakrelor și echilibrarea lor energetică, prelungirea stării de bine a organismului încă o bună perioadă după aplicarea tratamentului, îmbunătățirea calității somnului, armonizarea tuturor nivelelor de energie și liniștește organismul după aplicarea altor programe.
- Programului Harmony Plus (**M**) acționează asupra fizicului prin intermediul sistemului imunitar și a legăturilor dintre fizic și psihic, având ca efect o

restabilire mai profundă a echilibrului sistemelor imunitar și endocrin și a conexiunii dintre fizic și psihic.

Tabelul 2 prezintă caracteristicile semnalelor utilizate corespunzător programelor aparatului, în forma de la data depunerii cererii de inventie. Astfel, caracteristicile **110** reprezintă lista frecvențelor, forma de undă și durata pentru programul Base; caracteristicile **120** sunt pentru programul Detoxification; caracteristicile **210** sunt pentru Reconstruction Free Life, **220** pentru Reconstruction Fit; **230** - Reconstruction Neural 1; **240** - Reconstruction Neural 2; **250** - Reconstruction Kidney; **260** - Reconstruction Holistic; **270** – OM1; **280** – OM2; **310** – Harmony; **320** – Harmony Plus.

Tabelul 3 prezintă lista de afecțiuni și procedeele de utilizare a aparatului, în forma de la data depunerii cererii de inventie.

PROGRAM	ORGANE/SISTEME VIZATE	ACȚIUNE
BASE (B)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GLANDĂ PITUITARĂ ➤ METABOLISM BAZAL (și deci, implicit glanda pituitară și tiroidă) ➤ SISTEM IMUNITAR 	<p>restabilirea referinței (resetarea) la funcționarea glandei pituitare</p> <p>restabilirea referinței pentru metabolismul bazal</p> <p>redistribuirea energiei suplimentare a organismului funcție de priorități</p> <p>eliminarea traumelor emoționale, a sentimentelor negative, lasând loc vindecării</p> <p>efect anti – inflamator</p>
DETOXIFICATION (D)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GLANDĂ PITUITARĂ ➤ RINICHI ➤ PLĂMÂN ➤ FICAT ➤ PIELE 	<p>resetază glanda pituitară a doua oară, pentru ca, din nou, sistemul imunitar să se adreseze pentru eliminarea toxinelor celor organe excretoare, în funcție de capacitatea organismului de eliminare și nu după informațiile pe care le detine sistemul imunitar</p> <p>tratament de detoxifiere general, elimină toxinele din corp</p> <p>elimină produsele metabolice de care organismul nu mai are nevoie</p>

		împreună cu programul BASE, elimină paraziții din organism indicat în indigestii, probleme intestinale, colesterol, fiere lenesă
RECONSTRUCTION FREE LIFE (L)	➤ SISTEM LIMBIC	restabilirea referinței (resetarea) pentru sistemul limbic
	➤ FICAT, VEZICĂ BILIARĂ	prin resetarea sistemului limbic se refac căile de comunicare dintre centrii nervosi și periferie.
	➤ SPLINĂ – PANCREAS (în medicina tradițională chineză, acestea două sunt percepute ca un singur organ)	elimină toate tipurile de alergii, eliminând cauza producerii
	➤ HIPOTALAMUS	elimină astmul bronșic
		regleză funcționarea ficatului
		regleză funcționarea pancreasului
RECONSTRUCTION NEURAL 1 (N1)	➤ SISTEM NERVOS	reface circuite neuronale
	➤ SISTEM OSOS	benefic în accidente vasculare și pareze
	➤ SISTEM ARTICULAR	benefic sistemului osos și articulațiilor (refacere osoasă, refacerea lichidului articular)
		benefic în recuperare neuromotorie
RECONSTRUCTION NEURAL 2 (N2)	➤ SISTEM OSOS	antidepresiv
	➤ SISTEM DIGESTIV	anti – inflamator, acționază cu preponderență la nivelul dinților, la nivelul oaselor, la nivelul urechilor, dar mai ales al urechii interne, care influențează echilibrul corpului
	➤ SISTEM EXCRETOR	Anti – inflamator general
	➤ URECHE INTENĂ SCALP	Acționează la nivelul abdomenului și al intestinului subțire (în porțiunea terminală)
		reduce inflamația la nivelul bulbului pilos, astfel încât să se poată reduce alopecia
RECONSTRUCTION FIT (F)	➤ METABOLISM BAZAL	accelerează funcționarea metabolismului bazal
		regleză greutatea corporală

		regleză metabolismul lipidelor.
		golește celulele grase și micșorează volumul lor
		regleză centrul sătietății, corelat cu gradul de umplere a stomacului
		activează / accelerează lipaza pancreatică
		decelează senzația de foame de senzația de sete
RECONSTRUCTION KIDNEY (K)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ RINICHI ➤ APARAT URINAR ➤ APARAT EXCRETOR ➤ SISTEM OSOS ➤ CIRCULAȚIA APEI ➤ APARAT GENITAL 	<p>refacerea aparatului urinar și excretor (vezică, uretre, prostată)</p> <p>refacere rinichi</p> <p>zona lombară, coccis</p> <p>eliminarea apei în exces, circuitul apei</p> <p>face legătura între energiile rinichiului și energiile fundamentale ale organismului.</p> <p>aparat genital feminin</p>
RECONSTRUCTION HOLISTIC (T)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ TIMUS ➤ SPLINĂ ➤ CIRCULAȚIE LIMFATICĂ ➤ GANGLIONI LIMFATICI ➤ MEMBRANĂ CELULARĂ 	<p>restabilește referința la funcționarea membranei celulare</p> <p>îmbunătățește circulația sanguină prin eliminarea toxinelor din sânge</p> <p>regleză circulația sanguină cantitativ și calitativ, prin fluidizarea săngelui</p> <p>regleză circulația limfei</p> <p>regleză circulația apei în organism, influențând benefic temperatura corpului, funcționarea metabolismului bazal</p> <p>regleză umiditatea organelor</p> <p>prin reglarea circuitelor fluidelor din corp are efect de reconstrucție asupra organelor corpului</p> <p>are efect asupra funcționării tuturor organelor</p>
OM1 (O1) (se)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ SISTEM OSOS ➤ ȚESUT 	anti – inflamator și regenerator pentru sistemul osos și gingie (paradontoză,

utilizează 5 – 7 ture / zi)	PARODONTAL	spondiloză cervicală)
	➤ URECHI ➤ CUTIE CRANIANĂ ➤ CĂI RESPIRATORII	acționează asupra întregii zone craniene: sinusuri, urechi, vertebre cervicale (sinuzită, otită, răceli cu infundarea căilor respiratorii)
OM2 (O2)	➤ URECHE	Tratament pentru surzenie
MA2 (MA2)	➤ CENTRUL VORBIRII	Contribuie la reconstrucția centrului vorbirii și a circuitelor neuronale adiacente
HARMONY (H)	➤ SISTEMUL DE CHACKRE	reglează funcționarea chackrelor
		aliniază chackrele pe linia mediană
		prelungește starea de bine a organismului încă o bună perioadă după aplicarea tratamentului
		îmbunătățește calitatea somnului, benefic în insomnii
		armonizează toate nivelele de energie
		liniștește organismul după resetările date de aplicarea programelor
HARMONY PLUS (M)	➤ FIZICUL, prin sistemul imunitar ➤ PSIHICUL, prin conexiunea fizic-psihic	Restabilire mai profundă a echilibrului sistemelor imunitar și endocrin și a conexiunii dintre fizic și psihic.

Tab.1. Programele aparatului.

Indice	Program	Frecvențe (Hz)	Forma de undă	Durata totală (s)
110	Base	2.009E+0; 2.163E+0; 4.000E+0; 7.826E+0; 2.045E+1; 7.500E+1; 7.700E+1; 8.329E+1; 8.334E+1; 1.361E+2; 1.412E+2; 1.720E+2; 1.941E+2; 2.104E+2; 2.212E+2;	drep-tunghi	2255

0 - 2 0 1 5 0 0 0 3 ? - -
1 9 -01- 2015

84

		2.222E+2; 4.760E+2; 5.130E+2; 5.270E+2; 5.660E+2; 5.900E+2; 7.218E+2; 1.129E+3; 1.133E+3; 1.556E+3; 2.014E+3; 2.133E+3; 2.285E+3; 3.512E+3; 4.230E+3; 4.571E+3; 1.010E+4; 1.515E+4; 1.556E+4; 2.210E+4; 2.451E+4; 2.504E+4; 2.504E+4; 2.560E+4; 2.560E+4; 2.618E+4; 2.679E+4; 2.743E+4; 2.810E+4; 2.880E+4; 2.954E+4; 3.012E+4; 3.031E+4; 3.113E+4; 3.200E+4; 3.291E+4; 3.388E+4; 3.491E+4; 3.600E+4; 4.347E+4; 4.347E+4; 7.200E+4;		
120	Detox-ification	5.000E+1; 7.600E+1; 9.000E+1; 1.125E+2; 1.150E+2; 1.170E+2; 1.180E+2; 1.760E+2; 1.860E+2; 2.270E+2; 2.820E+2; 3.400E+2; 3.800E+2; 4.760E+2; 5.130E+2; 5.270E+2; 5.660E+2; 5.900E+2; 6.250E+2; 6.670E+2; 2.210E+4;	drep-tunghi	2312
210	Recon-struction Free Life	1.262E+2; 1.280E+2; 1.361E+2; 1.412E+2; 1.720E+2; 2.104E+2; 2.212E+2; 2.230E+2; 5.556E+2; 6.289E+2; 6.298E+2; 6.894E+2; 7.273E+2; 7.290E+2; 7.310E+2; 7.840E+2; 7.869E+2; 7.880E+2; 7.910E+2; 3.555E+3; 4.702E+3; 4.721E+3; 6.000E+3; 7.530E+3; 1.111E+4; 1.260E+4;	drep-tunghi	1980
220	Recon-struction Fit	1.000E+2; 1.000E+2; 1.287E+2; 1.361E+2; 1.387E+2; 1.413E+2; 1.438E+2; 1.942E+2; 1.967E+2;	drep-tunghi	3400

Δ-2015 00037--
19-01-2015

83

		2.105E+2; 2.130E+2; 2.190E+2; 2.210E+2; 2.215E+2; 2.235E+2; 2.300E+2; 2.325E+2; 3.564E+2; 5.093E+2; 5.118E+2; 9.797E+2; 9.822E+2; 1.333E+3; 1.729E+3; 1.895E+3; 6.001E+3; 7.680E+3; 1.772E+4; 2.973E+4; 3.905E+4; 4.007E+4; 4.228E+4;		
230	Recon- struction Neural 1	1.262E+2; 1.310E+2; 1.335E+2; 1.361E+2; 1.412E+2; 1.720E+2; 1.862E+2; 1.941E+2; 2.104E+2; 2.212E+2; 4.400E+2; 4.425E+2; 4.472E+2; 4.497E+2; 5.152E+2; 5.902E+2; 5.908E+2; 5.920E+2; 5.926E+2; 5.927E+2; 5.933E+2; 5.938E+2; 5.945E+2; 5.951E+2; 5.963E+2; 1.029E+3; 1.540E+3; 1.803E+3; 1.946E+3; 2.406E+3; 2.707E+3; 3.097E+3; 3.840E+3; 5.703E+3; 2.003E+4; 2.679E+4; 5.760E+4;	drep- tunghi	2880
240	Recon- struction Neural 2	1.262E+2; 1.266E+2; 1.361E+2; 1.413E+2; 1.721E+2; 1.942E+2; 2.042E+2; 2.067E+2; 2.105E+2; 2.212E+2; 3.392E+2; 3.064E+3; 3.646E+3; 3.741E+3; 3.840E+3; 5.029E+3; 5.648E+3; 6.302E+3; 6.583E+3; 6.729E+3; 6.817E+3; 7.112E+3; 8.001E+3; 8.204E+3; 9.001E+3; 9.443E+3; 2.505E+4; 6.032E+4;	drep- tunghi	2280

0-2015 00037--

19-01-2015

82

250	Recon- struction Kidney	4.000E+0; 5.000E+0; 1.500E+1; 2.500E+1; 7.500E+1; 6.250E+2; 7.295E+2; 2.213E+3; 2.272E+4; 2.300E+4; 5.510E+4;	drep- tunghi	2420
260	Recon- struction Holistic	3.000E+0; 1.300E+1; 1.500E+1; 2.300E+1; 6.500E+1; 1.170E+2; 2.230E+2; 3.310E+2; 4.080E+2; 4.180E+2; 4.850E+2; 5.350E+2; 7.360E+2; 3.270E+3; 5.690E+3; 7.210E+3; 1.000E+4; 1.268E+4; 3.310E+4; 3.320E+4; 3.913E+4;	drep- tunghi	6356
270	OM1	3.669E+2; 3.722E+2; 9.238E+2; 1.021E+3; 7.289E+3;	drep- tunghi	350
280	OM2	4.000E+0; 5.600E+1; 2.120E+2; 6.250E+3; 7.210E+3; 1.010E+4; 2.210E+4; 3.370E+4;	drep- tunghi	803
290	MA2	3.450E+2; 5.640E+2; 7.210E+2; 7.560E+2; 8.460E+2; 9.210E+2; 1.050E+3; 1.200E+4;	drep- tunghi	862
310	Harmony	1.262E+2; 1.280E+2; 1.361E+2; 1.412E+2; 1.720E+2; 1.740E+2; 1.941E+2; 1.960E+2; 2.104E+2; 2.120E+2; 2.212E+2; 2.230E+2;	sinus	1332
320	Harmony Plus	4.000E-1; 2.000E+0; 2.100E+0; 2.290E+0; 2.300E+0; 3.900E+0; 5.000E+0; 6.500E+0; 7.000E+0; 8.000E+0; 8.290E+0; 2.400E+1; 2.700E+1; 5.200E+1; 6.921E+1; 7.590E+1; 7.900E+1; 1.280E+2; 2.221E+2; 2.320E+2; 2.370E+2; 2.810E+2; 2.910E+2; 3.270E+2; 3.760E+2; 5.120E+2; 5.760E+2; 6.290E+2; 8.210E+2; 1.021E+3; 8.205E+3;	sinus	2203

		1.200E+4; 1.232E+4; 1.392E+4; 1.520E+4; 1.722E+4; 1.837E+4; 1.857E+4; 2.600E+4; 3.172E+4; 3.729E+4; 3.900E+4; 5.621E+4; 5.629E+4; 6.929E+4; 7.156E+4; 8.629E+4; 1.268E+5; 1.272E+5;		
--	--	--	--	--

Tab. 2. Programele aparatului – caracteristicile semnalelor. Valori frecvențe: format stiintific (mantisa+exponent)

BOLI	Combinăție de programe	Detalii
A.		
Acnee	B + D	Ulterior, de 2 ori / săptămână, T
Adenoidită (polipi)	B + K	Din când în când, B + K + N2
Afecțiuni gingivale	B + O1	Uneori se poate impune necesitatea lui D, în plus față de B + O1, trebuie decelat după caz.
Alcoolism	M	În plus, de 2 ori / săptămână, T
Alergii:		
a. de tip respirator	B + D + L	În stări grave, M
b. de tip cutanat	B + D + T	
Amnezie	T + H	
Anus, hemoroizi	B + K + L	
Anxietate	B + K + L	
Artrita	D + K + N2	În plus, de 2 ori / săptămână, T. În cazuri severe, de exemplu în cazul unei gonartroze (artoza genunchiului) sau a unei rupturi de menisc, D+K+N2 + O1
Artrita reumatoidă	K + T	În cazuri grave, se adaugă M + O1
Astigmatism	M, o săptămână	După aceea, B + D + K
Astm	D + L + K	

Atac de apoplexie:	Zilnic se fac două ture: Tura 1. K + N1 Tura 2. T + B	Tratament de lungă durată. La cazurile de mare amploare, necesită discuție la fiecare caz, tratamentul se va urmări îndeaproape.
Atac de cord:		
a. Post infarct	D + K + T	
b. până ajunge la spital	K + H	Se pune H, de 2-3 ori, cât încape. Se pune K, ca să stimuleze rinchiul, ca el, la rândul lui să stimuleze plămânlul, ca acesta să ajute la preluarea încărcăturii.
Ateroscleroza	D + K + T	
Avort spontan	M + K + B	
B.		
Bâlbâială	K + H	Este o traumă, dar implică și o problemă de comunicare. Trebuie, după caz, repetat tratamentul de mai multe ori pe zi
Boala Alzheimer	B + D + T	Ulterior, B + D + T + N1
Boala Hodgkin	M + B + T	
Bronșita	B + D + L	
Bulimie	M + L + F	M pentru resetare și Fit pentru reglarea centrului sațietății
C.		
Cancer:	M	M timp de 3-7 zile. Trebuie decelat dacă energia vitală cooperează sau nu. Dacă ea cooperează, 7 zile, dacă nu, doar 3 zile. Apoi se pune B + D + T, după caz. Cu acești bolnavi trebuie tinut contactul, deoarece după un timp trebuie modificată combinația de programe și trecut la reconstrucția organului afectat.

FF

a. la cazuri mai grave	B+D+T	cel putin 3 ture /zi
b. la cazuri mai usoare	B+D+T	2 ture /zi
Cataracta	K + T + D	Cauză legată de pH acid pe perioadă îndelungată, atunci apare reducerea apei din organism
Celulita	B + D	Tratament îndelungat, după B + D, T
Chelie (alopecia)	K + T + N2	Tebuie judecat după caz: femeie / bărbat. Cauzele pot fi hormonale sau nu, tiroidă, disfuncția sexuală (de exces). La nivelul bulbului pilos apare o zonă inflamatoare, care determină ca cavitatea bulbului să nu mai poată fi adaptată cu hrănirea firului.
Cheratita (inflamația corneei)	1. B + D (2 - 3 săpt.) 2. T + K	Tratamentul B + D pentru hrănire, apoi T + K pentru înlăturat excesul de apă
Cistită	B + D + K	În cazuri severe, combinația de programe se pune de 2-3 ori/zi, după ameliorarea senzației de usturime, B + K
Circulație	T + D	
Colelitiaza (litiaza biliară)	B+D+K	se pot dizolva doar cei din grasime
Colesterol	B + D + T sau B + D + H	T se pune în cazuri grave, iar H în cazuri mai usoare.
Conjunctivita	B+K	Nu de tot ce este "ochi" răspunde ficatul. Rinichiul răspunde de circulația apei, iar conjunctivita este o inflamație a ochiului, cu exces de apă.
Constipatie	B+D sau chiar numai D	La inceput, trebuie facute 2-3 ture/zi

D.		
Dureri (oase, vertebrale)	N2 + K	
Depresie:		
a. formă gravă	M	La inceput M, apoi ca la forma ușoară
b. formă ușoară	N2 + D + H	
Dermatită atopică	M + D	
Degerenescența maculară	K + T + N1	B + D + T și YIN/YANG QEO
Diabet:		
a. În cazuri ușoare	B + D + L	de 2 ori/săptămâna T + H;
b. în cazuri grave	M	Grav = insulino-dependenti. Se incepe cu M, apoi se continuă ca la forma ușoară.
Discopatie lombară	B + N2 + K	După ce durerea mai scade în intensitate, se pune N1 + K
Dependenți de droguri	M + L	Tratament de minim 3 săptămâni, unde L se poate aplica și de mai multe ori pe zi
E.		
Emfizem pulmonar	B + D + L	
Endometrioza	K + N2 (în această ordine)	Dacă problema nu este accidentală, ci se repetă mai multe luni, atunci se pune M
Enurezis	B + K	Dacă nu se rezolvă, atunci se pune L timp de o săptămână, sau până cedează
Exoftalmie	B + D + L	Indiferent de cauze, care pot fi multiple, este legat de ficat și de sistemul limbic, de o cantitate mare de toxine neeliminată la nivelul ficatului;
F.		

FF

	B + N2 + K	
Fibroza chistica	A doua zi, T + H	
Flebita	D + N2 + T	
Frigiditate	B + L + K	L, pe perioadă mai îndelungată
G.		
Gastrita	B+D+K	în plus, o dată/săptămână, T
Gingii sângerânde	B + O1	
Glanda pituitara (hipofiza)	B + D + H	în cazuri mai grave, se adaugă și L. Obligatoriu H
Glanda tiroida	B + D + H	
Glaucom	B + L + T	Legat de resetarea sistemului limbic; în glaucom este exces de apă, care nu se drenează
Guta	B+D+K	în plus, o dată/săptămână, T
H.		
Halena fetida	B + D + H	
Hemoroizi	B + K + L	
Hepatita	B + D + T	
Hepatita C	M / B + D + T	în acest caz se începe cu M timp de 1 lună, apoi B + D + T
Herpes genital	B + D + H	Dacă problema este repetitivă, se face din 2 în 2 zile și T
Hipermetropie	B + D + K	
Hirsutism	B + L + K	K, pentru echilibrarea energiei feminine (aparatului genital feminin)
I.		
Ileita (boala Crohn, enterita)	B + D + N2	Inflamația porțiunii terminale a intestinului subțire.
Impotență	B + K + H	în cazuri foarte severe L
Incontinență neurologică	D + N1 + K	
Incontinență urinară	K + T	

76

Indigestie	D + H	În cazul în care avem și diaree, B + D + H
Infectii micotice	B + D	
Infectii urinare	B + D + K	
Irigatia subcutanata	T + D	
L.		
Laringita	B + N2 + L	
Leucemie	M + T	Dacă este foarte severă, M + T, timp de 1 lună. După care, B + D + T
Limfa	B + D	2 ori/săptămână, T
Litiaza biliară	B + D + K	Este o problemă de ameliorare, nu de vindecare. Se pot dizolva doar cei de grăsimi.
Litiaza renală	B + N2 + K	
Lupus eritematos	M + T	Timp de 30 zile se pune M + T, apoi se pune B + K + T
M.		
Măduva spinării (afecțiuni)	L + K	În cazul în care avem anomalii, se pune și B + H, și la urmă, D
Meningita	B + D + K	În ambele cazuri, virală sau aseptică, se pune timp de 2-3 zile B + D + K de trei ori/zi, iar apoi, B + T
Menopauza (tulburări)	L + K	În cazul menopauzei timpurii, M + K, iar după ce s-a revenit la normal, o săptămână de H
Menstruatie (probleme):	N2 + K	
Amenoree	K + T + M	M se face la sfârșit
Dismenoree	D + K + H	
Miastenia gravis	B + D + H	În cazul în care nu există un rezultat relevant după o săptămână, atunci se pune M

Migrena	H, de câteva ori / zi	În toate cazurile, migrena reprezintă o lipsă de energie, o "golire" a meridianelor energetice. Harmony aduce cantitatea de energie necesară.
Miopia	B + D + K	B + D + K se aplică până la stagnarea dioptriilor sau până la ameliorare, după care T
Mononucleoza infecțioasă	M, 3 ședințe	După cele 3 ședințe cu M, care pot fi toate 3 în aceeași zi sau în 3 zile diferite, se pune B + D + K - 5 ședințe, după care B + T
N.		
Nefrita	B + D + K	
O.		
Obezitate	B + D + diverse	Există necesitatea unei detoxificări la început, deci B + D, după care B + D + L, după care B + D + Fit, după care o perioadă de T, ca celula să învețe să de hrănească corect.
Ochi, (tulburări de vedere)	B + D + K	
Osteoporoză	B + D + program după localizare	Trebuie decelat locul. B + D + K la nivelul bazinului. B + D + O1 la nivel cervical. B + D + N2, la nivelul picioarelor. Cu precizarea că O1 se repetă de 5 - 7 ori/zi.
Otită	B + D + O1 + N2	O1 Se pune de 5 - 7 ori/zi. În caz de otite repetitive sau dacă au rămas sechele, necesită completarea cu B + OM2.
Otoscleroza	B + D + OM2	OM2 de câteva ori.

Ovare (afecțiuni)	N2 + K	N2 + K, pentru ovare polichistice. Dacă inflamația este de natură infectioasă, B + D + K
P.		
Pancreas:		
a. Pancreas endocrin (diabet)	M + D (în cazuri grave)	După care urmează D + L + K
b. Pancreas exocrin (amilaza și lipaza pancreatică)	B + D + K	După un timp, T. În criza de pancreatită, B + D + N2, iar pentru partea de tratament L + T (de lungă durată)
Parkinson	L + N1	
Paralizie Bell (facială)	B + N2 + N1	După aceea M?
Parestezii	B + N1	
Probleme cu vezica urinară	N2 + K	
Prostata	N2 + K	
Psoriazis	B + D	După care, B + T
R.		
Retinopatia diabetică		
Rinită alergică	L (1) sau T + K (2)	
S.		
Sângerări ano-rectale:		
a. Simple	B + K + L	
b. Din rect	B + D + K + T	
Sciatica	N2 + K	
Sclerodermie	M	Inițial, Yang Mai. După M, B + D + T
Scleroza în plăci	B + D + L	După care, T. În cazuri grave, M.
Scleroza laterală amiotrofică	B + L + N1	
Senilitate	B + D + N1	

SIDA	M	După care B + T
Sinuzita	B + D + O1	O1 de 5 - 6 ori
Sterilitate feminină	B + D + K	Dacă se constată că pacienta nu se recunoaște ca femeie, pare masculină, se recomandă M.
Sterilitate masculină	L + K	L, pentru că, de cele mai multe ori, la bărbați, este vorba despre o problemă de afectivitate
Spondiloză cervicală	O1 + N2 + T	
Suprarenale (afecțiuni glandulare)	B + D + L	După aceea, K + T
T.		
Tensiune arterială:		
a. Hipotensiune	D + L	
b. Hipertensiune	B + D + K	În cazul în care apar palipații, se adaugă și H de câteva ori pe zi
c. Tensiune oscilantă	B + D + K	Se adaugă și H de câteva ori pe zi
Tiroïda (afecțiuni glandulare):		
a. Hipotiroidie	B + D + L	dacă este necesar, se adaugă și H
b. Hipertiroidie	B + D + L	Inițial B + D, apoi timp cam de 2 săptămâni, se adaugă și L. Apoi se poate trece la F ...
c. Gușă	B + L + H	
d. În hipertiroidie cu tulburări de ritm cardiac	B + L + H	

Tab. 3. Afecțiuni și modul specific de utilizare a aparatului

REVENDICĂRI

1. Aparat destinat echilibrării și stimulării vindecării unor organe și sisteme fiziologice, **caracterizat prin aceea că**, prin aplicarea a unui curent electric alternativ de valoare mică de ordinul microamperilor, de formă rectangulară sau sinusoidală, și prin rularea unor programe aflate în memoria aparatului ce conțin secvențe de frecvențe și durate anume, restabiliește nivelele de referință ale buclelor de homeostază ale sistemului imunitar, sistemului endocrin, sistemului limbic și hipotalamusului, prin aceasta determinând funcționarea în sincronicitate a acestor sisteme, și stimulează anumite sisteme funcționale sau energetice ale organismului, având drept scop tratarea unor organe și afecțiuni specifice și îmbunătățirea stării de bine a organismului.

2. Aparat conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** utilizarea lui presupune în general 3 etape: Pregătire (100), care efectuează ștergerea traumelor emoționale, întărirea sistemului imunitar și eliminarea toxinelor, Reconstrucție (200), care acționează asupra unor sisteme vizate – sistemul limbic, sistemul nervos, sistemul osos, aparatul excretor, sistemul limfatic, metabolismul bazal, și Armonizare (300), care efectuează armonizarea chakrelor și restabilește conexiunea fizic-psihic.

3. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Base (B), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (110) acționează explicit asupra glandei pituitare (hipofize), asupra metabolismului bazal și asupra sistemului imunitar, având ca efect restabilirea referinței la funcționarea glandei hipofize și a metabolismului bazal, distrugerea virușilor, bacteriilor și fungilor care nu sunt prietenoase cu propriul organism, redistribuirea energiei suplimentare a organismului în funcție de priorități, eliminarea traumelor emoționale, a sentimentelor negative, lasând loc vindecării, și efect anti-inflamator.

4. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Detoxification (D), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (120) acționează asupra glandei pituitare (hipofize) și asupra organelor excretoare, anume rinichi, plămâni, ficat, piele, având ca efect o nouă restabilire a referinței la funcționarea glandei hipofize pentru ca sistemul imunitar să se adreseze pentru eliminarea toxinelor organelor excretoare valide, în funcție de capabilitatea

organismului de eliminare și nu după informațiile *apriori* pe care le deține sistemul imunitar, de asemenea efectuează un tratament de detoxifiere general, eliminând toxinele și produsele metabolice de care organismul nu mai are nevoie.

5. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Reconstruction Free Life (L), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (210) acționează asupra sistemului limbic, a ficatului, vezicilor biliare, splinei și pancreasului, hipotalamusului, având ca efect restabilirea referinței la funcționarea sistemului limbic, refacerea căilor de comunicare ale centrilor din sistemul nervos așa încât acestea să funcționeze normal, elimină toate tipurile de alergii, eliminând cauza producerii, elimină astmul bronșic, reglează funcționarea ficatului și pancreasului.

6. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Reconstruction Fit (F), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (220) acționează asupra metabolismului bazal, având ca efect accelerarea funcționării metabolismului bazal, reglarea greutății corporale, reglarea metabolismului lipidelor, golirea și micșorarea volumului celulelor grase, reglarea centrului satietății corelat cu gradul de umplere a stomacului, activarea / accelerarea lipazei pancreatici, și decelarea senzației de foame, de senzația de sete.

7. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Reconstruction Neural 1 (N1), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (230) acționează asupra sistemului nervos, sistemului osos și sistemului articular, având ca efect refacerea circuitelor neuronale, refacerea osoasă și refacerea lichidului articular.

8. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Reconstruction Neural 2 (N2), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (240) acționează asupra sistemului osos și la nivelul abdomenului și al intestinului subțire (în porțiunea terminală) și a inflamațiilor groziera, având efect antidepresiv, anti-inflamator general și îndeosebi la nivelul dinților, la nivelul oaselor, la nivelul urechilor - mai ales al urechii interne și de reducere a inflamației la nivelul bulbului pilos.

9. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Reconstruction Kidney (K), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (250) acționează asupra rinichilor, aparatului urinar, excretor, aparatului genital, al sistemului osos și al circulației apei, având ca efect refacerea

aparatului urinar și excretor, refacere rinichilor, a zonei lombare și a coccisului, eliminarea apei în exces și în general reglarea circuitului apei în organism, restabilirea legăturii dintre energiile rinichiului și energiile fundamentale ale organismului și echilibrarea aparatului genital feminin.

10. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Reconstruction Holistic (T), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor **(260)** acționează asupra timusului, splinei, circulației limfaticice și ganglionilor limfatici, membranei celulare, având ca efect restabilirea referinței la funcționarea membranei celulare, îmbunătățirea circulației sanguine prin eliminarea toxinelor din sânge, reglarea circulației sanguine cantitativ și calitativ prin fluidizarea săngelui, reglarea circulației limfei, reglarea circulația apei în organism influențând benefic temperatura corpului și funcționarea metabolismului bazal, reglarea umidității și pH-ul organelor, și în general contribuind la refacerea tuturor organelor corpului.

11. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului OM1 (O1), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor **(270)** acționează asupra sistemului osos, țesutului parodontal, urechilor, cutiei craniene, a căilor respiratorii și a sistemului circulator, având efect antiinflamator, reducând inflamațiile "fine" și curățând tot ce nu este firesc să existe în zona respectivă, de exemplu curățând interiorul arterelor de depunerii sau drenând mucozităților fine consecutiv răcelilor, efect de dizolvare a neregularităților, a depunerilor fine de la extremitățile osoase, de grăsimi, etc., regenerator pentru sistemul osos și gingie, și de acțiune asupra întregii zone craniene: sinusuri, urechi, vertebre cervicale (sinuzită, otită, răceli cu infundarea căilor respiratorii).

12. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului OM2 (O2), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor **(280)** acționează asupra sistemului auditiv și circulației sanguine, având ca efect restabilirea referinței la funcționarea urechii, tratarea afecțiunilor urechii (surditatea, tinnitusul) cu excepția problemelor generate de o lipsă a unei componente a urechii, refacerea circuitului dintre creier și ureche, îmbunătățirea circulației sanguină în zona temporală și rezolvarea parezelor faciale după neurinom acustic.

12. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului **MA2**, **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor **(290)** acționează asupra centrului vorbirii, având ca efect reconstrucția acestuia și a circuitelor neuronale adiacente.

13. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Harmony (**H**), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (**310**) acționează asupra sistemului de chakre, având ca efect reglarea funcționării chakrelor și echilibrarea lor energetică, prelungirea stărea de bine a organismului încă o bună perioadă după aplicarea tratamentului, îmbunătățirea calității somnului, armonizarea tuturor nivelelor de energie și liniștește organismul după aplicarea altor programe.

14. Procedeul de utilizare a aparatului conform revendicării 1, realizat prin rularea programului Harmony Plus (**M**), **caracterizat prin aceea că** prin aplicarea semnalelor (**320**) acționează asupra fizicului prin intermediul sistemului imunitar și a legăturilor dintre fizic și psihic, având ca efect o restabilire mai profundă a echilibrului sistemelor imunitar și endocrin și a conexiunii dintre fizic și psihic.

DESENE EXPLICATIVE




Fig. 1.

A-2015 00037--
19-11-2015

68

A-2215 00037 -

| 9-01-2015

67

50

51

52

53

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Fig. 2.




Fig. 3.